


Verwarmingsinstructie papbeker 150 gram en 250 gram*

1. Papbeker omschudden en in de seal enkele gaatjes prikken.
2. Beker 150 gram 60 seconden en beker 250 gram 90 seconden verwarmen in de magnetron op 800 Watt.
3. De papbeker openen.
4. De pap goed doorroeren.

Eet smakelijk!

* **Let op:** Bovenstaand advies is een richtlijn voor het verwarmen van pap. U dient te allen tijde zelf uit te testen hoe het werkt met het materiaal dat u ter beschikking heeft.



LET OP:
lipje naar
beneden
vouwen



Boermarke
Desserts

Natuurlijk genieten!

Boermarke BV
Staalsteden 17
7547 TA Enschede
Tel. +31(0)53-4324802
Fax. +31(0)53-4328009
E-mail: info@boermarke.eu
www.boermarke.eu



Drukfouten en assortimentswijzigingen voorbehouden. 11-2015

Boermarke
Desserts

**Heerlijke
Pap**
Met de paplepel
ingegoten!

*Natuurlijk
genieten!*

Heerlijke Pap

Met de paplepel ingegoten!

Boermarke kookt pappen zoals ze vroeger door uzelf gekookt werden. Stevig van structuur en eenvoudig te verwarmen tot elke gewenste temperatuur. Het verschil tussen de gezoete en ongezoete varianten is eenvoudig te herkennen door kleurcodering op

de seals. Blauw staat voor ongezoet en paars voor gezoet. Naast de authentieke soorten als havermoutpap en griesmeelpap zijn er diverse gezoete smaakpappen verkrijgbaar, deze zijn geheel glad van structuur.

Pap Ongezoet

Product	12 x 150 g	6 x 150 g	12 x 250 g	6 x 250 g	5 kg	10 kg
Rijstbloempap *	10113	10413	20029			90033
Volkorenpap	10114		20026	20426		90034
Rijstepap	10115	10415	20022	20422	95130	90030
Havermoutpap	10116	10416	20023	20423	95131	90031
Griesmeelpap	10117	10417	20024	20424	95132	90032
Custardpap *	10118	10418	20025	20425		90035

* = glad product

Voor uitgebreide productspecificaties kunt u terecht op onze website: www.boermarke.eu.


Verschillende varianten

De pappen zijn in cups van 150 gram en 250 gram beschikbaar en in emmers van 10 kilo. Tevens zijn een drietal hardlopers verkrijgbaar in emmers van 5 kilo. Naast de gezoete en ongezoete varianten zijn er ook verrijkte pappen in mono- en grootverpakking verkrijgbaar bij Boermarke. Alle portieverpakte pappen zijn voorzien van een seal die geschikt is voor verhitting in de magnetron. Er dient enkel een opening te worden gemaakt voor het ontsnappen van de stoom die ontstaat tijdens de verhitting. Een instructie voor het verwarmen van de pappen kunt u vinden op de achterzijde van deze folder, onze website www.boermarke.eu of vraag ernaar bij uw accountmanager.

Pap Gezoet

Product	12 x 150 g	12 x 250 g	10 kg
Rijstepap	10110		90040
Havermoutpap	10111		90041
Griesmeelpap	10112		90042
Rijstbloempap *			90043
Aardbeienpap *		20050	90050
Amandelpap *		20051	90051
Karamelpap *		20052	90052
Basispap *		20053	

* = glad product



Ook lekker met stroop of bruine suiker!

